

Macroman™

Efektivní řešení práce se skleněnými pipetami až do 100 ml


Vlastnosti

- Pro všechny skleněné i plastové pipety od 1 ml do 100 ml.
- Plynule nastavitelná rychlost sání až do 25 ml za 4 sec.
- Uživatelem vyměnitelné NiMH akumulátory až na 8 hodin práce.
- Příjemná ovládací tlačítka pro přesné dávkování vyfukováním i gravitačním vypouštěním.
- Stabilní, bezpečný a snadno zvednutelný – nastavitelnou boční opěrku najdete výhradně u Macromanu.

Více než pohodlné ovládání

- Vestavěná opěrka s barevným kódem pro snadné rozlišení.
- Odložení i s pipetou.
- Velká a měkká tlačítka.
- Nízká hmotnost.
- Tichý chod bez vibrací.
- Ergonomický tvar držadla.
- Měkká tlačítka eliminují únavu.

Doporučené příslušenství

- Nabíjecí stojánek pro vodorovné i svislé odložení s výkonným permanentním magnetem nebo k přilepení např. na vnitřní stěnu přeplněné digestoře.
- Odkládací stojánek naší výroby.
- Unikátní redukce pro připojení snadno autoklávatelných špiček pro Pipetman D5000 a D10ml.
- Nabíjecí stojánek.
- Bezpečnostní filtr 0,45 µm.
- Bezpečnostní filtr sterilní 0,45 µm.
- Bezpečnostní filtr 0,20 µm.
- Bezpečnostní filtr sterilní 0,20 µm.
- Kryt držáku pipety.
- Gumová spojka filtru.
- Gumový držák pipety.
- Redukce D5000-D10ml.

