

Minipuls hadičky

Vyberte správnou hadičku pro Minipuls 3 nebo Minipuls Evolution.

S výběrem hadiček Vám rádi pomůžeme -případně pomohou i webové stránky www.gilson.com, kde najdete:

- tabulky s kompatibilitou
- výběr vnitřních průměrů hadiček pro dosažení požadovaného průtoku
- potřebné konektory a příslušenství
- kalibrované spojovací hadičky a konektory pro standardní hlavy

Hadičky pro standardní hlavy

Materiál	Vnitřní průměr (mm)	Objednací číslo hadičky (kalibrované)	Barevné značení		Rozšiřující hadičky (3m/18in)	Spojky	MINIPULS 3 Max. Flow rate (ml/min)	MINIPULS Evolution Max. Flow rate (ml/min)
TYGON	0,25	F117932			F117952	F117985	0,407	0,574
	0,38	F117933			F117953	F117985	0,695	1,22
	0,51	F117934			F117954	F117985	1,415	1,90
	0,76	F117936			F117956	F117987	2,1	3,00
	1,02	F117938			F117958	F117987	4,1	6,0
	1,30	F117940			F117960	F1179941	6,2	9,0
	1,52	F117942			F117962	F1179941	9	14
	1,65	F117943			F117963	F1179941	10	16
	2,06	F117945			F117965	F1179941	16	25
	2,29	F117946			F117966	F1179941	20	29
	2,79	F117948			F117968	F1179951	23	39
3,16	F117949			F117969	F1179951	29	47	
ISOVERSI-NIC®	0,5	F1817741			F117740	F117986	1,8	2,9
	1,0	F1817743			F117742	F117986	4	10
	2,0	F1817745			F117744	F1179941	13	24
	3,0	F117747			F117746	F1179951	27	55
4	F117749			F117748	-	33	70	
SILIKON	0,6	F1825111			F1825131	F117986	1,5	3,2
	1,0	F1825112			F1825132	F117986	4	7
	2,0	F1825113			F1825133	F1179951	15	21
	2,8	F1825114			F117975	F1179951	23	31
PHAR-MED®	0,5	F1825101			F1825121	F117986	1,4	2,5
	1,0	F1825102			F1825122	F117986	5	7
	2,0	F1825103			F1825123	F1179941	15	24

Hadičky a konektory pro velkopřítokové hlavy

Materiál	Vnitřní průměr (mm)	Objednací číslo hadičky (kalibrovaná)	MINIPULS 3 Max. Flow rate (ml/min)	MINIPULS Evolution Maxi. Flow rate (ml/min)
TYGON	2,06	F117965	24	33
	2,29	F117966	29	41
	2,79	F117968	41	66
	3,16	F117969	49	85
	4,0	F117970	75	128
	5,0	F117980	113	179
	6,0	F117981	163	218
	8,0	F117982	213	340
ISOVERSI-NIC®	2,0	F117744	23	30
	3,0	F117746	48	67
	4,0	F117748	86	120
	6,0	F117750	181	246
SILICONE	2,0	F1825133	25	31
	3,0	F117975	44	57
	4,0	F117976	71	105
	5,0	F117977	115	148
	6,0	F117978	150	207
	7,0	F117979	220	300
PHARMED®	2,0	F1825123	26	31
	3,2	F1825124	57	77
	6,4	F1825125	171	240