

## Stanice pro bezpečné odsávání



### *Bezpečné a jednoduché řešení pro likvidaci biologických kapalin*

#### **Komfort a flexibilita**

- Nastavitelný sací podtlak umožňuje přesné a bezpečné odsávání.
- Tichá vestavěná vývěva se sepne jen při poklesu vakua.
- Vždy připravena k odsávání.
- Kompaktní konstrukce a malý půdorys.
- Odsávací sonda dovoluje připojit různé redukce\* i populární skleněné „pastěrky“.
- Jednoduché rychlospojky pro snadné vyprázdnění sběrné lahve.
- Rychlost sání až 8 l/min.

\* můžeme Vám vyrobit i redukce "na míru" aplikací

#### **Bezpečné a bez kontaminace**

- Uzavřený nezávislý systém.
- Většina částí v kontaktu s kapalinou lze autoklávat.
- Vestavěný filtr pro zachycení aerosolu chrání nejen vestavěnou vývěvu, ale i uživatele.
- Detektor hladiny brání přeplnění.
- Nerozbitná 4 litrová láhev.
- Možnost připojení i dvou sond.

#### **Sada pro odsávací stanici obsahuje**

- sonda + hadice + stojánek
- redukce s nerezovou jehlou
- redukce na pipetovací špičky D200
- redukce s odhazovačem na pipetovací špičky D200
- Adapter 8-mi kanálový s nerezovými jehlami
- Adapter 8-mi kanálový s odhazovačem na pipetovací špičky D200