

**Distriman®**

## Jednoduchá a plynule stavitelná opakovací pipeta

Distriman je positive displacement pipeta s plynulým nastavením dávkovaných objemů, která usnadní opakované pipetování. K dávkování používá nástavce Distritip.

### Přímý odečet dávkovaného objemu

- Snadno lze nastavit požadovaný objem bez nepříjemného přepočítávání.
- Vhodný i pro problémové kapaliny stejně jako **Microman**.
- Na celý rozsah od 1  $\mu$ l do 1,25 ml stačí pouze 3 nástavce Distritip.
- Jediná opakovací pipeta dovolující nastavit počet dávek větší než 100.

### Spolehlivé výsledky

Správnost a přesnost je vyšší než zaručuje specifikace ISO8655. Těchto výsledků lze dosáhnout jen s použitím nástavců Distritip

### Výběr balení

Každý model Distritip je dostupný v balení po 50ks. U sterilní verze je každý nástavec jednotlivě balený.



### Doplňující informace

- Sterilizované Distritips jsou certifikovány na nepřítomnost RNáz, DNáz, DNA, RNA a ATP.
- Nástavce Distritip – dávky: Micro 1 – 12,5  $\mu$ l, Mini 10 – 125  $\mu$ l a Maxi 0,1 – 12,5 ml.
- Distritips nejsou autoklávatelné!

