

GmCLab

Rychlá a bezpečná minicentrifuga Gilson

GmCLab je osobní minicentrifuga s pevnými otáčkami pro rychlé separace. Díky kompaktní konstrukci a malému půdorysu si najde místo i na plném laboratorním stole. Vhodná pro 8 mikrozkušavek 1,5 a 2,0 ml nebo dva stripy po 8 PCR resp. 16 x 0,2ml.

Jednoduchá manipulace

- Spíná/vypíná stáčení uzavřením/pootvřením víka.
- Rychlé zastavení otevřením víka.
- Snadný přístup ke zkumavkám otevřením víka až na 160°.
- Jednoduchá výměna rotorů pro zkumavky a stripy.
- Oba rotory jsou součástí základní dodávky.

Robustní konstrukce

- Průhledný a nerozbitný kryt.
- Bezúdržbová konstrukce.

Doplňující informace

- **Otáčky (1/min):** 6.000
- **Odstředivá síla (x g):** od 1,29 do 2,910